

Image-Com[®] für den cardioworkflow in DeepUnity

Die Komplettlösung für
Bildverarbeitung und Messfunktionen in
der Kardiologie

INTEGRIERTE VIEWER-LÖSUNG FÜR DeepUnity UND ORBIS

- Multi-Modality View
- Automatische digitale Archivierung (DICOM)
- Import und Übergabe von Messwerten an ORBIS Echo
- Optimierter Workflow
- Erhöhte diagnostische Sicherheit
- Steigerung von Produktivität und Patientendurchsatz
- Hersteller unabhängige Lösung für Herzkatheterlabor, Echokardiographie, cMRT, cCT

OPTIONALE APPLIKATIONSPAKETE ZUR QUANTITATIVEN OFFLINE- ANALYSE


- Cardiac Measurements
- Vascular Measurements
- 2D Strain Analysis
- StressEcho
- 4D Cardio-View
- 4D LV-Analysis
- 4D MV-Assessment
- 4D RV-Function
- QCA / LVA



Zeitsparende Bildanalyse und Befundung stellen einen entscheidenden Faktor für die Verbesserung der Diagnosequalität dar.

Image-Com wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in der klinischen Routine zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Das System macht kardiologische Bildinformationen sofort abrufbar.

Image-Com liefert zusätzliche klinische Informationen und ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Befundung.





SCHNELLER ZUGRIFF

Alle Untersuchungsdaten sind mit einem Mausklick abrufbar. Eine Untersuchung kann mit einer Vielzahl von Funktionen analysiert werden: Frei wählbare Bildschirmaufteilung, Zoom, flexible zeitliche Darstellung von Bildsequenzen, uvm.

UMFANGREICHE KLINISCHE INFORMATIONEN

Image-Com ermöglicht den direkten Vergleich zwischen Voruntersuchungen und der aktuellen Untersuchung und liefert somit wichtige Informationen über den Krankheitsverlauf (Side-by-Side Vergleichsdarstellung).

MESSWERTÜBERNAHME UND NACHVERMESSUNG

Bereits an den Modalitäten durchgeführte Messungen werden automatisch übernommen und können in den Befund integriert werden. Nachvermessungen können dabei komfortabel mit Hilfe von optionalen Applikationspaketen durchgeführt werden.

Image-Com® ist ein Produkt der TomTec Imaging Systems GmbH

Dedalus und das Dedalus Logo sind Zeichen der Dedalus S.p.A., Italien, oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen in dieser Publikation erwähnten Namen von Produkten und Diensten sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markenrechtsinhabern. Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen keine von DH Healthcare GmbH zu erfüllenden Normen oder Spezifikationen dar. Die Merkmale der beschriebenen Produkte und Dienste sind unverbindlich und können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind zudem in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar oder können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen.

Copyright © 2020 DH Healthcare GmbH
Alle Rechte vorbehalten



DH Healthcare GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1-3
53227 Bonn

www.dedalusgroup.de